

BITRODIAGNÓSTICO FICHA TÉCNICA



PRODUCTO: SERACLONE ANTI-e

MARCA: BIORAD
PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA
REGISTRO SANITARIO: 10418-DME-1020

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El test se basa en la capacidad de detectar los antígenos eritrocitarios correspondientes. Los anticuerpos contenidos en Seraclone se unen al antígeno sobre los eritrocitos, provocando una reacción antígeno-anticuerpo que se traduce en una aglutinación visible de los eritrocitos. El antígeno reacciona con el correspondiente anticuerpo presente en Seraclone Anti-e

CARACTERÍSTICAS:

- Contiene como elemento reactivo anticuerpos monoclonales de tipo IgM.
- Indicados para tests en tubo de ensayo, portaobjetos y placa de pocillos
- Conservante: < 0,1% NaN₃
- Frasco de 5 mL
- Listo para usar
- Preservación: 2-8°C hasta la fecha de caducidad.
- Muestra: Para un resultado óptimo, la determinación debe realizarse con una muestra recién extraída, o cumpliendo la normativa local del laboratorio para la aceptabilidad de las muestras. Preferiblemente, las muestras deben recogerse utilizando citrato, EDTA o CPD-A como anticoagulante.